

## 分析用オートサンプラー Autosampler AS-11 シリーズ

複雑な操作を排除し、使いやすさと注入性能を追求したコンパクトなオートサンプラー



Autosampler  
AS-11S


### 特徴

- 省スペースを可能にするコンパクト設計
- ミニマムな入力で簡単操作
- 注入精度<0.3%RSD(注入量20 $\mu$ L)
- 2mLバイアル50個セット可能
- イナート仕様も選択可能
- RS232C通信

| 製品名       | オートサンプラー   |                   |
|-----------|--|-------------------|
| 型式        | AS-11S   | AS-11P            |
| 仕様        | SUS仕様  | イナート仕様            |
| 接液材質      | SUS, $\beta$ チタン, PEEK   | $\beta$ チタン, PEEK |
| ニードル材質    | $\beta$ チタン  |                   |
| 最大耐圧      | 40MPa  |                   |
| 計量方式      | 固定ループ注入法(標準付属20 $\mu$ Lループ)                                    |                   |
|           | 5, 10, 20, 50, 100, 200 $\mu$ Lから選択可能                          |                   |
| サンプル数     | 最大50個(2mLバイアル)   |                   |
| 繰り返し注入回数  | 各バイアル最大9回  |                   |
| 流路洗浄      | サンプリング前後に洗浄(回数設定可能)  |                   |
| CV値       | <0.3%RSD(注入量20 $\mu$ L)  |                   |
| 接点入出力     | 入力: Start, Pause, CPU Reset<br>出力: Auto Zero, Injection, Ready |                   |
| 通信        | RS232C   |                   |
| 寸法(mm)    | 270(H) x 205(W) x 420(D)                                       |                   |
| 質量        | 13.7kg   |                   |
| 電源電圧      | AC100~240V 50/60Hz 75W   |                   |
| 商品コード     | SAS-S002   | SAS-S003          |
| 価格(消費税抜き) | ¥650,000   | ¥700,000          |

\* 製品の外观および仕様は都合により予告なしに変更することがあります。  
\* 製品の改善により、取扱説明書およびカタログの写真やイラストが一部製品と異なる場合があります。予め御了承ください。  
\* 上記以外の特注製品につきましては、当社までお問い合わせください。  
\* 200 $\mu$ L以上のサンプルを注入する場合は、当社までお問い合わせください。

### オートサンプラー内部構造



### オプション部品

#### 100 $\mu$ Lタイプ



#### サンプルループ(1/16" SUS仕様)

| 型式   | サンプル量       | 個数 | 価格     |
|------|-------------|----|--------|
| 7500 | 5 $\mu$ L   | 1  | ¥6,000 |
| 7501 | 10 $\mu$ L  | 1  | ¥6,000 |
| 7502 | 20 $\mu$ L  | 1  | ¥6,000 |
| 7503 | 50 $\mu$ L  | 1  | ¥7,000 |
| 7504 | 100 $\mu$ L | 1  | ¥7,000 |
| 7505 | 200 $\mu$ L | 1  | ¥8,000 |

#### 2mLタイプ



#### サンプルバイアル

| 型式     | サンプル量       | 個数  | 価格      |
|--------|-------------|-----|---------|
| AS7504 | 2mL         | 100 | ¥12,000 |
| AS7505 | 500 $\mu$ L | 500 | ¥25,000 |

#### 100 $\mu$ Lタイプ



#### サンプルループ(1/16" PEEK仕様)

| 型式   | サンプル量       | 個数 | 価格      |
|------|-------------|----|---------|
| 7200 | 5 $\mu$ L   | 1  | ¥7,000  |
| 7201 | 10 $\mu$ L  | 1  | ¥7,000  |
| 7202 | 20 $\mu$ L  | 1  | ¥7,000  |
| 7203 | 50 $\mu$ L  | 1  | ¥7,000  |
| 7204 | 100 $\mu$ L | 1  | ¥8,000  |
| 7205 | 200 $\mu$ L | 1  | ¥10,000 |

#### サンプルラック



#### サンプルラック

| 型式     | サンプル数 | 個数 | 価格      |
|--------|-------|----|---------|
| AS7601 | 50検体  | 1  | ¥20,000 |

\* 価格に消費税は含まれておりません。