



Manual Injector VI-11



UHPLC Micro Injector MI-11

## 手動サンプルインジェクター Manual Sample Injector VI series

### 特長

- 接液材質をSUSとPEEKから選択可能
- インジェクションマーカーを出力可能

## 超高压用手動マイクロインジェクター UHPLC Micro Injector MI-11

### 特長

- 高压流路へのサンプル注入を可能にする超高压仕様
- サンプルロスのない高精度なサンプル注入が可能
- インジェクションマーカーを出力可能

製品名	手動サンプルインジェクター		
	VI-11	VI-12	MI-11
型式			
接液部材質	SUS, PEEK, セラミック	PEEK, セラミック	SUS, PEEK, セラミック
耐圧	35 MPa (5,075 psi)	35 MPa (5,075 psi)	100 MPa (14,500psi)
接続配管	1/16"	1/16"	1/16"
流路径	0.5 mm (0.02")	0.5 mm (0.02")	0.25 mm (0.01")
ネジ規格	No. 10-32 UNF	No. 10-32 UNF	No. 10-32 UNF
サンプルループ (標準付属)	20 $\mu$ L (SUS)	20 $\mu$ L (PEEK)	5 $\mu$ L (SUS)
インジェクションマーカー	内蔵型 (1.5 mリード線付き)		
商品コード	VH-V271	VH-V276	VH-V340
価格 (税抜)	¥75,000	¥80,000	¥165,000

※接液部材質のSUSは、SUS316を使用しております。

## オプション部品

### SUSサンプルループ 【SUS仕様バルブヘッド推奨】



SUS, 20  $\mu$ Lタイプ

型式	サンプル量	価格 (税抜)
7511S	10 $\mu$ L	¥6,600
7512S	20 $\mu$ L	¥6,600
7513S	50 $\mu$ L	¥7,700
7514S	100 $\mu$ L	¥7,700
7515S	200 $\mu$ L	¥8,800
7516S	500 $\mu$ L	¥9,900
7517S	1 mL	¥11,000

### PEEKサンプルループ 【PEEK仕様バルブヘッド推奨】



PEEK, 20  $\mu$ Lタイプ

型式	サンプル量	価格 (税抜)
7511P	10 $\mu$ L	¥7,700
7512P	20 $\mu$ L	¥7,700
7513P	50 $\mu$ L	¥7,700
7514P	100 $\mu$ L	¥8,800
7515P	200 $\mu$ L	¥11,000
7516P	500 $\mu$ L	¥19,800
7517P	1 mL	¥27,500


### MI-11用サンプルループ



MI-11用サンプルループ

型式	サンプル量	価格 (税抜)
7500M	5 $\mu$ L	¥6,600

### VI-11・VI-12用シリンジニードル



型式	規格	価格 (税抜)
4207	SUS22G <sup>*1</sup>	¥2,800
4517	PEEK <sup>*2</sup>	¥7,700

<sup>\*1</sup> 内径 0.5 mm  
<sup>\*2</sup> 外径 0.7 mm × 内径 0.3 mm

### MI-11用シリンジ



型式	規格	価格 (税抜)
4701	SUS26G*	¥18,500

\*内径 0.25 mm



### 低压フィッティング 10個入り (1/4-28 UNF, 耐圧 1 MPa)

型式	品名	価格 (税抜)
9771	1/8HEXフラットシルフィッティング	¥5,500
9774	$\phi$ 37フラットシルフェラル	¥4,400
9775	1/8フラットシルフェラル	¥4,400



### 中圧フィッティング 10個入り (No.10-32 UNF, 耐圧 20~40 MPa)

型式	品名	価格 (税抜)
9001	Easy Fitt $\phi$ 10	¥5,500
9003	Hex Fitt	¥5,500
9135	Hex Fitt Mini	¥5,500
9935P	1/16シグ <sup>®</sup> ルックフィッティング P	¥11,000



### 高压フィッティング 10個入り (No.10-32 UNF, 耐圧 50 MPa)

型式	品名	価格 (税抜)
9935S	1/16シグ <sup>®</sup> ルックフィッティング S	¥12,500



### 超高耐圧フィッティング (No.10-32 UNF, 耐圧 140 MPa)

型式	品名	価格 (税抜)
9620	Dual-Fitt SET (各10個)	¥13,200
9621	Dual-Fitting (10個)	¥5,500
9623-05	交換フェラル (5個)	¥6,600
9623-10	交換フェラル (10個)	¥11,000